

Die b.hand ist im Hilfsmittelkatalog der
gesetzlichen Krankenkassen gelistet:
Positionsnummer: 02.40.04.6001
Produktbezeichnung: Gripability b.hand



Aktive Greifhilfe für mehr Unabhängigkeit
in Alltag, Schule und Beruf

Inklusive Hinweise für Ärzte,
Therapeuten und Förderkräfte

Das Leben im Griff...

Greifen ist eine elementare Körperfunktion. Dinge aufnehmen und festhalten, Gegenstände benutzen und bewegen, dies bedeutet für uns die Welt zu »begreifen«. Gripability entwickelt innovative Greif-Hilfsmittel zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse. Auf Ihrem Weg zu einem aktiveren und selbstständigeren Leben begleiten wir Sie mit unserem Know-how, unseren Produkten und unserem Service. Bei der Gripability b.hand gehen Sie hinsichtlich Aufwand und Nutzen keine Kompromisse ein.



Mit Focus auf eine fehlende oder eingeschränkte Handfunktion unterstützt Gripability Ärzte, Therapeuten und Förderkräfte dabei ihren Klienten zu mehr Aktivität und Selbstständigkeit und somit zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Das Greif-Hilfsmittel b.hand dient dem unmittelbaren Behinderungsausgleich und ist eine neue Option, wenn es z.B. um die eigenständige Erledigung von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens geht.

Gripability b.hand

Flexibel durch den Alltag...

Mit der Gripability b.hand können Sie Ihr Handlungsspektrum deutlich erweitern. Viele Alltags- und Freizeitaktivitäten werden Ihnen wieder möglich. Die Gripability b.hand wurde speziell zur Ergänzung Ihrer individuellen Greiffähigkeit entwickelt. Kompakt und mobil - Ihre b.hand haben Sie stets »griffbereit« - genau dann, wenn Sie die b.hand brauchen.



Ob uni- oder bilateral in der Greiffunktion eingeschränkt, die Gripability b.hand ist indiziert, wenn der Einsatz eines kompakten und mobilen Greif-Hilfsmittels eine Erweiterung der Handlungskompetenzen darstellt.

Indikation: Funktionsausfall von Handmuskeln infolge Nerven(system)- oder Muskel-erkrankungen, -schädigungen, z.B. Parese, Hemiparese, Tetraplegie, Tetrastastik, Muskeldystrophie, Postpolio-Syndrom, etc...



Freude am Lernen...

Lernen heißt »begreifen«. Bereits aus diesem Wort geht hervor, welche besondere Bedeutung der Greiffunktion im Lernprozess zukommt. Aktives Handeln, der Umgang und das Handhaben all der Dinge um Sie herum bereitet Freude und macht Sie reich an Erfahrungen. Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand und greifen Sie nach den Sternen - je früher Sie damit beginnen, desto eher entfalten Sie Ihre Potenziale. Mit der Gripability b.hand steigern Sie Ihre Selbstständigkeit, Ihre Dynamik und Ihre Produktivität und bleiben dabei mobil.



Lernen ist ein ganzheitlicher Reifungsprozess von Geist, Körper und Psyche. Durch die bedarfsorientierte Anwendung der Gripability b.hand werden Handlungsabläufe, gleich bei welcher medizinischen Indikation, komplexer und anspruchsvoller. Körperliche und geistige Aktivität wird so gezielt geschult und gefördert und dabei die Psyche gestärkt.

Gripability b.hand

Kompetent und produktiv bei der Arbeit...

Ob in der Werkstatt oder im Büro, mit dem optimalen Werkzeug und den richtigen Arbeitsmitteln macht die Arbeit Freude und geht leicht von der Hand. Mit der Gripability b.hand bereichern Sie Ihren Arbeitsplatz um ein kraftvolles und anpassungsfähiges Greif-Werkzeug. So werden Sie unabhängiger und eröffnen sich Zugang zu vielschichtigeren Tätigkeiten.



Die Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz ist Voraussetzung für ein positives Selbstwertgefühl und das psycho-soziale Wohlbefinden. Die Greiffähigkeit spielt hierbei eine tragende Rolle. Ob als Halte- oder Funktionshand bei bilateralen Tätigkeiten oder als freie Funktionshand bei unilateralen Arbeiten, die Anwendung der b.hand eröffnet ganz neue Therapie- und Fördermöglichkeiten - und das während der Arbeitszeit. In keinem anderen Rahmen kann dies mit solch einer Ausdauer und Intensität geschehen.

Einfach in der Anwendung...



Einfache und leichte Bedienung Schritt für Schritt:

1. Schritt:

Zum Öffnen der Greiffinger wird der Spannhebel in Frontrichtung gezogen, bis dieser einrastet. Die Greiffinger bleiben nun geöffnet.

2. Schritt:

Visieren Sie das Objekt an und platzieren Sie es zwischen den Greiffingern.

3. Schritt:

Zum Schließen der Greiffinger betätigen Sie die Auslösezunge oder den Auslösestift. Der Greifer schließt sich sanft und Sie haben den gewünschten Gegenstand sicher und stabil im Griff.

Das nennen wir:

»Die Kunst Dinge zu be.greifen«.



Die Handhabung der Gripability b.hand ist unkompliziert, praktisch und für jeden erlernbar. Therapierelevant ist, dass ihre Funktionsweise dem Anwender geplante sowie klar strukturierte Handlungsabläufe und Handlungsfolgen abfordert.

Individuell in der Anpassung...

Im Team zur richtigen Lösung für Sie - Voraussetzung für den optimalen Einsatz der Gripability b.hand ist eine auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgelegte Versorgung. Dieses Ziel erreichen wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Vertrauten. Mit einem intelligenten Produktbaukasten sowie unseren langjährigen praktischen Erfahrungen stellen wir sicher, dass Sie mit Ihrer b.hand alles im Griff haben.



Für die optimale Hilfsmittelversorgung ist eine interdisziplinäre Teamarbeit unabdingbar. Gemeinsam mit dem Anwender, seinen Ärzten, Therapeuten und Förderkräften werden der Bedarf ermittelt, die Ziele definiert, die Versorgung durchgeführt und das Ergebnis geprüft. Im Mittelpunkt steht dabei der Anwender.





»Die Kunst Dinge zu be.greifen«

Gripability GmbH

Am Wiesengrund 3
36399 Freiensteinau

<http://www.gripability.com>
Email: mail@gripability.com
Phone: +49 (0) 6669 90 08 80
Fax: +49 (0) 6669 90 08 81